

Was sind eigentlich Warzen?

Warzen sind kleine gutartige Hautwucherungen. Sie werden meistens von dem „humanen Papillomavirus (HPV)“ hervorgerufen und sind sehr ansteckend. Das Virus zieht warme und feuchte Hautstellen vor, wo es leicht in die Haut eindringen kann. Warzen erscheinen oft an Händen und Füßen und werden als hässlich, ärgerlich und lästig empfunden.

Die gängigsten Warzen beim Menschen sind die „gewöhnlichen Warzen“ (Warzen an den Händen) und „Dornwarzen“ (Plantarwarzen bzw. Warzen an den Füßen).

Wie kann ich mich anstecken?

Gewöhnliche Warzen und Fußwarzen können durch eine Infektion mit humanen Papillomaviren (HPV) hervorgerufen werden. Die Viren dringen über kleinste Hautverletzungen ins Gewebe ein und breiten sich aus. Insbesondere Kinder und Menschen mit geschwächtem Immunsystem sind leichter anfällig für eine Infektion mit Warzen.

So kann z. B. in Schwimmbädern oder Saunen durch den Kontakt des infizierten Bereichs mit einer nassen Oberfläche eine Übertragung des HPV stattfinden. Das Virus kann aber auch z. B. durch gemeinsam benutzte Handtücher oder andere mit der infizierten Haut in Berührung kommende Gegenstände weiterverbreitet werden.



Weitere Produkte von WEPA – Die Apothekenmarke

WEPA – Die Apothekenmarke bietet Ihnen eine attraktive Produktvielfalt mit Top-Qualität zum fairen Preis. Vertrauen Sie auf Qualität aus Ihrer Apotheke!

www.wepa-dieapothekenmarke.de

Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie informiert!

Möchten Sie stets auf dem neuesten Stand bleiben, wenn es um Fachinformationen zu gesundheitsrelevanten Themen und Einblicke in unsere faszinierende WEPA Markenwelt geht? Unser Newsletter für Endverbraucher bietet Ihnen genau das!

Freuen Sie sich auf Expertenwissen sowie exklusive Einblicke in unsere WEPA Markenwelt.

Jetzt unter wepa.link/newsletter anmelden!



Apothekenstempel



WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG
D-56204 Hillscheid
www.wepa-dieapothekenmarke.de



WARZEN?



GEZIELT UND EINFACH!

WEPA
DIE APOTHEKENMARKE

WARZEN PRODUKTE

Gegen Warzen an Hand und Fuß

- Gezielt, schnell und einfach
- Für Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren

WEPA DIE APOTHEKENMARKE
WARZEN VEREISER
Gegen Warzen an Hand und Fuß

- Direkte Vereisung
- Gezielt, schnell und einfach
- Sofort einsetzbar

WEPA DIE APOTHEKENMARKE
WARZEN STIFT
Gegen Warzen an Hand und Fuß

- Trocknet schnell
- Gezielt, schnell und einfach

• Wirkt, schnell und einfach
• Für Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren geeignet

• Sockens
Ergänzung ab
1 Woche

• Geeignet für
Erwachsene und
Kinder ab 4 Jahren

WEPA Stand 03/2025, Best.-Nr. 042916

WEPA Gel gegen Warzen

- Applikator ermöglicht leichtes Auftragen
- Gezielt und einfach
- Sichtbare Ergebnisse ab 1 Woche



WEPA Warzenstift

- Trocknet schnell
- Gezielt und einfach
- Sichtbare Ergebnisse ab 1 Woche



WEPA Warzenvereiser

- Direct Freeze Technology¹
- Gezielt, schnell und einfach
- Sofort einsatzbereit
- Inklusive 10 Schutzpflaster



Zur Behandlung von Warzen an Händen und Füßen. Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren.

Inhaltsstoff: Trichloressigsäure

Das Gel enthält einen keratolytischen Inhaltsstoff, einen Wirkstoff, der das Gewebe örtlich begrenzt auflöst, sodass die Warzen abgetragen werden können.

Anwendung²:

- 1 Kappe abnehmen.
- 2 2 x am Tag über 4 Tage jeweils einen Tropfen Gel aufbringen.
- 3 Flasche nach Gebrauch wieder fest verschließen.
- 4 Gel 10 bis 15 Minuten trocknen lassen.
- 5 Behandlung 4 Tage nacheinander durchführen.

Wenn die Warze nicht vollständig verschwunden ist, 4 Tage pausieren, dann die Behandlung wiederholen. Diese Behandlung kann bis zu 4 Mal wiederholt werden.

Inhaltsstoff: Ameisensäure

Der Stift enthält einen keratolytischen Inhaltsstoff, einen Wirkstoff, der das Gewebe örtlich begrenzt auflöst, sodass die Warzen abgetragen werden können.

Anwendung²:

- 1 Kappe abnehmen.
- 2 Warze vorsichtig mit der Spitze des Behandlungsstifts für maximal 20 Sekunden massieren. Die Lösung dringt sofort ein.
- 3 Stift nach Gebrauch wieder fest verschließen.
- 4 Die Behandlung 3 Mal pro Woche mit jeweils einem Tag Abstand durchführen.

Wenn die Warze nicht vollständig verschwunden ist, 2 weitere Tage pausieren, dann die Behandlung wiederholen. Die Behandlung kann bis zu 6 Mal wiederholt werden.




Inhaltsstoff: Dimethylether

Der Warzenvereiser kann die Warze bis zum Kern mit einem präzisen Sprühstrom von Kältegas vereisen. Nach der Behandlung fällt die Haut mit der behandelten Warze innerhalb von etwa 10-14 Tagen ab.

Anwendung²:

- 1 Vorrichtung auf die Warze halten. Darauf achten, dass die Düse fest auf der umliegenden Haut anliegt.
- 2 Mit dem Daumen langsam auf den Behälter drücken. Warze ununterbrochen für die angemessene Behandlungsdauer (10 oder 15 Sekunden³) besprühen.

Anwendungsdauer gemäß nachfolgender Tabelle bestimmen³:

Hand	Fuß	Fuß
	 • Innenseite der Fußsohle • Zehen • Oben oder seitlich am Fuß	 • Fußballen • Ferse
10 Sekunden	10 Sekunden	max. 15 Sekunden

¹ WEPA Warzenvereiser vereist die Warze mithilfe eines Vereisungs-sprays mit direkter kontinuierlicher Abgabe. ² Vor der Anwendung die Gebrauchsanleitung sorgfältig durchlesen. ³ Ausführliche Hinweise sind der Gebrauchsanleitung zu entnehmen. Weitere Informationen und Anwendungsvideos zu den WEPA Warzenprodukten finden Sie unter: wepa.link/warzenentfernung